

Renew®

**PROFESSIONAL STRENGTH
PROFESSIONALNA SNAGA**

**DENTURE CLEANER
PROTEZE ZA
ČIŠĆENJE**

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

UKLANJA: duhan, kavu, čaj, željezo, kalcij, kamenac, plak, zubni kamenac. Koristite 1 žličicu praha na čašu tople vode. Miješati otopinu temeljito u kupki za protezu. **POTOPITE ZUBNI APARAT NA 20 MINUTA.** Jake mrlje na protezi ili proteze s velikim nakupinama kamenca i zubnog kamenca mogu zahtijevati natapanje preko noći. Djelomično metalne proteze nemojte namakati dulje od 20 minuta. **VAŽNO:** proteze s mekanom oblogom ne smiju biti namočene dulje od 20 minuta po namakanju. **SIGURNOSNE MJERE:** obnovite! proteze ne bi trebalo uzimati interno. Ako se proguta, ne izazivajte povraćanje, uzeti velike količine vode. Odmah pozvati liječnika. U slučaju dodira s očima ili ustima isprati vodom. **ALERGIJSKA REAKCIJA:** kao i kod bilo kojeg čistača proteze, može se dogoditi alergijska reakcija. Ako dođe do alergijske reakcije, odmah prestanite koristiti. **ISPRATI ZUBNI APARAT** temeljito prije korištenja. **EVUJATI IZVAN DOHVATA DJECE.** **NEMOJTE** koristiti za čišćenje nakita. **NEMOJTE** miješati s drugim kemikalijama. **IZBJEGAVATI** prolijevanje na odjeću, tkanine i radne površine.



Made in Canada/Napravljen u Kanadi Manufactured by/Proizvedeno od strane

 **MID-CONTINENTAL**
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

