

# Renew®

PROFESSIONAL STRENGTH

DENTURE CLEANER  
PROTEZĒŠANA  
APKOPEJA

RENEW®  
CANADA

200 g (7 oz)

**REMOVES:** Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

**NONEM:** Tabaku, kafiju, tēju, dzelzi, kalciju, aplikumu, zobakmeni. Lietošana: 1 tējkarote pulvera uz vienu glāzi silta ūdens. Iegūto šķīdumu rūpīgi izskalojiet protežu vanniņā. **IEMĒRKT ZOBĀRSTNIECĪBAS PIEDERUMU UZ 20 MINŪTĒM.** Ļoti netīras zobu protezes vai protezes ar izveidojušos biezu zobakmens kārtu var būt nepieciešams atstāt iemērkas uz nakti. Nedrīkst iemērkāt zobu protežu metāliskās daļas ilgāk kā uz 20 minūtēm. **SVARĪGI:** Mikstās plātes zobu protezes nav ieteicams mērcēt vairāk kā 20 minūtes vienā iemērkšanas reizē. **DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMS:** Nelietot iekšīgi. Norīšanas gadījumā neizraisīt vemšanu, bet gan izdzert lielu ūdens daudzumu. Nekavējoties izsaukt ārstu. Ja iekļūst acīs vai mutē, izskalojiet ar ūdeni. **ALERĢISKA REAKCIJA:** Tāpat kā jebkurš cits zobu protežu tīrīšanas līdzeklis, arī šis var izraisīt alerģisku reakciju. Ja tā parādās, nekavējoties pārtraukt lietošanu. **KĀRTĪGI IZSKALOT ZOBĀRSTNIECĪBAS PIEDERUMU** pirms tā izmantošanas. **GLABĀT BĒRNIEM NEPIEĒJAMĀ VIETĀ. NEIZMANTOT** juvelierizstrādājumu tīrīšanai. **NEJAUKT** ar citu ķīmiju. **IZVAIRĪTIES** no nokļūšanas uz apģērba, auduma un galda virsmas.



CE

Made in Canada/Made in Canada

Manufactured by/Prodotto da



MID-CONTINENTAL  
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341  
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5