



Renew®

**PROFESSIONAL STRENGTH
PROFESSIONALI QAWWA**

**DENTURE CLEANER
DENTATURA CLEANER**

RENEW®
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

INEHHI: Tabakk, kafè, tè, hadid, kalcjum, gebla, plakka u tartru. Uża kuċċarina waħda ta' 'trab ma' kull tazza ta' ilma shun. Hawwad sewwa s-soluzzjoni fil-kontenitur tad-dentatura. **GHADDAS L-GHODDA DENTALI GHAL 20 MINUTA.** Dentaturi estremament imtebba jew dentaturi mimlijin gebla u tartru jistgħu jehtiegu tixrib matul il-lejl. M'ghandekx tgħerreq id-dentaturi parzjali tal-metall għal aktar minn 20 minuta. **IMPORTANTI:** Dentaturi bl-inforra ratba m'ghandhomx jigu mghaddsa fl-ilma għal aktar minn 20 minuta kull darba. **ATTENZJONI TA' SIGURTA':** Il-prodott m'ghandekx tixorbu. Jekk tibilghu, hu kwantitajiet kbar ta' ilma. Cempel lit-tabib immedjatament. F'każ ta' kuntatt mal-ghajnejn jew mal-halq, lahlah bl-ilma. **REAZZJONI ALLERGIKA:** Bhal kull prodott tat-tindif tad-dentatura, jista' jkun hemm reazzjoni allergika. Jekk issehh reazzjoni allergika, waqqaf l-użu immedjatament. Lahlah l-ghodda dentali sewwa qabel tużaha. **ZOMM IL-BOGHOD MIT-TFAL. TUŻAHX** biex tnaddaf il-gojjellerija. **THALLTUX** ma' kimiċi oħra. **EVITA** li twaqqghu fuq il-hwejjeg, drappijiet u uċuħ ta' għamara.



Made in Canada/Magħmula fil-Kanada Manufactured by/manifatturati minn



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

