

Renew[®]

PROFESSIONAL STRENGTH

DENTURE CLEANER
PROTEZA CLEANER

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

USUWA: zabarwienia z tytoniu, kawy, herbaty, osad z żelaza, wapnia oraz kamień nązębny. Rozpuść 1 łyżeczkę proszku w szklance ciepłej wody i dokładnie zamieszaj. **WŁÓŻ PROTEZĘ DO PRZYGOTOWANEGO ROZTWORU NA 20 MINUT.** W przypadku znacznego zanieczyszczenia protezy osadami lub kamieniem nązębnym konieczne może okazać się pozostawienie protezy w roztworze na całą noc. Nie należy jednak pozostawiać w roztworze częściowych protez zawierających metalowe elementy dłużej niż na 20 minut. **WAŻNE:** Protezy z miękką wyściółką nie powinny być moczone jednorazowo dłużej niż 20 minut. **UWAGA: RENEW** przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. W przypadku połknięcia należy wypić znaczną ilość wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wymuszać wymiotów! Jeśli produkt dostanie się do ust lub oczu, należy przemyć dane miejsce wodą. **REAKCJE ALERGICZNE:** W przypadku użycia jakiegokolwiek produktu do czyszczenia protez może wystąpić reakcja alergiczna. Jeśli taka nastąpi, należy natychmiast przerwać jego stosowanie. **DOKŁADNIE OPLUKAJ PROTEZĘ POD BIEŻĄCĄ WODĄ** przed każdorazowym użyciem. **PRZECHOWUJ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. NIE UŻYWAJ** do czyszczenia biżuterii. **NIE UŻYWAJ RAZEM** z innymi środkami czyszczącymi. **UNIKAJ** rozlania roztworu na odzież, materiał oraz blat.



Made in Canada/Wyprodukowane w Kanadzie Manufactured by/wyprodukowane przez



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

