



Renew[®]

**PROFESSIONAL STRENGTH
FORÇA PROFESSIONAL**

**DENTURE CLEANER
DENTADURA CLEANER**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water.

ALLERGIC REACTION: As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

REMOVE: tabaco, café, chá, ferro, cálcio, cálculos, placa, tártaro. Use uma colher de chá de pó por chávena de água morna. Mexa bem a solução num banho de dentadura. **MERGULHE O APARELHO DENTAL DURANTE 20 MINUTOS.** Dentaduras extremamente manchadas ou dentaduras com acumulação forte de cálculo e tártaro podem necessitar de imersão durante a noite. Não deixe de molho próteses parciais de metal por mais de 20 minutos. **IMPORTANTE:** Dentaduras com forro macio não devem ser embebido por mais de 20 minutos por imersão. **CUIDADO DE SEGURANÇA:** Renew não é para ser tomado internamente. Se ingerido, não induza o vômito, dê grandes quantidades de água. Chame imediatamente um médico. Em caso de contato com os olhos ou a boca lave com água. **REAÇÃO ALÉRGICA:** Tal como acontece com qualquer produto de limpeza dentadura uma reação alérgica pode ocorrer. Se ocorrer uma reação alérgica, interrompa imediatamente o uso. **LAVAR O APARELHO DENTAL** antes de utilizar. **MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** NÃO utilizar para limpar jóias. **NÃO** misturar com outros produtos químicos. **EVITE** derramar sobre vestuário, tecidos e bancões.



Made in Canada/Feito em Canadá

Manufactured by/fabricado por



Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com

