

Renew[®]

**PROFESSIONAL STRENGTH
PROFESSIONELL STYRKA**

**DENTURE CLEANER
PROTES CLEANER**

RENEW[®]
CANADA

200 g (7 oz)

REMOVES: Tobacco, coffee, tea, iron, calcium, calculus, plaque, tartar. Use 1 teaspoon of powder per cup of warm water. Stir solution thoroughly in a denture bath. **IMMERSE DENTAL APPLIANCE FOR 20 MINUTES.** Extremely stained dentures or dentures with heavy build-up of calculus and tartar may require overnight soaking. Do not soak metal partial dentures for more than 20 minutes. **IMPORTANT:** Dentures with soft liner should not be soaked for more than 20 minutes per soaking. **SAFETY CAUTION:** Renew is not to be taken internally. If swallowed do not induce vomiting, give large quantities of water. Call physician immediately. In case of contact with eyes or mouth flush with water. **ALLERGIC REACTION:** As with any denture cleaner an allergic reaction can occur. If an allergic reaction occurs, immediately discontinue use. **RINSE THE DENTAL APPLIANCE** thoroughly before using. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **DO NOT** use to clean jewellery. **DO NOT** mix with other chemicals. **AVOID** spilling on clothing, fabrics and countertops.

TAR BORT: Tobak, kaffe, te, järn, kalcium, tandsten, plack, tandstenar. Använd en tesked pulver per kopp med varmt vatten. Rör ingående om lösningen i tansprotesbadet. **SÄNK NER TANDAPPARATEN I 20 MINUTER.** Extremt missfärgade protester eller proteser med stor ansamling av tandsten och tandstenar kan behöva blötläggning över natten. Blötlägg ej metallpartiella proteser längre än 20 minuter. **VIKTIGT:** Protoster med mjukt foder bör inte blötläggas längre än 20 minuter per tillfälle. **SÄKERHETSFORESKRIFTELSE:** Renew bör inte konsumeras invärtes. Vid sväljning, försök ej framkalla uppstötningar, drick stora mängder vatten. Ring en läkare omedelbart. Vid kontakt med ögon eller munn, spola med vatten. **ALLERGISK REAKTION:** Som med alla tandprotesrengöringsmedel kan en allergisk reaktion uppkomma. Om en Allergisk reaktion uppstår, avsluta användandet omedelbart. **SKÖLJ TANDAPPARATEN** ingående innan användning. **HÅLL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN, ANVÄND INTE** rengöringsmedlet för att rengöra smycken. Blanda **INTE** med andra kemikalier. **UNDVIK** spillning på kläder, tyger och bänkskivor.



Made in Canada/Tillverkad i Kanada

Manufactured by/tillverkad av



MID-CONTINENTAL
DENTAL SUPPLY CO. LTD.

Headingley, MB R4J 1A4 • Ph: 1-800-882-7341
www.mid-continental.com



6 26103 00001 5